

# ▶ 1H02AC

## СТОПА SACH

M1 M2 M3 100 КГ 125 КГ 150 КГ

Стопа SACH имеет пластиковый закладной элемент в передней части, который обеспечивает ее упругость и долговечность.

Предназначена для пациентов с односторонней или двухсторонней ампутацией бедра всех уровней или голени на границе верхней, средней и нижней трети, а также может применяться в протезах после вычленения в коленном или тазобедренном суставах.

Стопа изготавливается в правом и левом исполнении.

Поставляется в сборе с адаптером 2H01AC.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, см	Масса, г	Строительная высота мин., мм	Высота каблука, мм
22	450	84	10
23	460	88	10
24	480	90	10
25	500	94	10
26	530	96	10
27	610	99	10
28	640	99	10

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Артикул	Размер стопы	Сторона исполнения
1H02AC –	XX	X
	22–28	L – левая R – правая

### ПРИМЕР:

**1H02AC26R** – Стопа SACH, размер 26, правое исполнение.

### ОСОБЕННОСТИ



▼ Поставляется в сборе с адаптером 2H01AC.



▼ Анатомическая косметическая облицовка с отведенным большим пальцем.



▼ Пластиковый закладной элемент в передней части стопы обеспечивает ее упругость и долговечность.